

Soporte/Backing/Support
 Conexión/Connection/Connexion¹
 Presentación/Packaging/Présentation:
 Bolsa/Pouch/Poche
 Caja/Box/Boîte

FOAM

S

50
1000

LF-50



LF-36



SX-50



SX-36



SF-36



SX-30



LEH-36



Medidas/Dimensions/Dimensions	Ø 50	36 x 42	Ø 50	36 x 50	36 x 42	Ø 30	36 x 50
Gel: Sólido/Solid/Solide			X	X	X	X	
Semilíquido/Semiliquid/Semi-liquide	X	X					X
Etiqueta/Label/Étiquette	X	X			X	X	X
Uso/Purpose/Usage ²	A Corto plazo /Short term /Court terme	A/P Corto plazo /Short term /Court terme	A Corto plazo /Short term /Court terme	A/P Corto plazo /Short term /Court terme	A/P Corto plazo /Short term /Court terme	P/N Corto plazo /Short term /Court terme	Stress

Soporte/Backing/Support
 Conexión/Connection/Connexion¹
 Presentación/Packaging/Présentation:
 Bolsa/Pouch/Poche
 Caja/Box/Boîte

FOAM

L


3
99



KFS-140



KF-150



KFS-150



Medidas/Dimensions/Dimensions	Ø 30	Ø 25	Ø 30	Ø 25
Gel: Sólido/Solid/Solide	X	X	X	X
Conexión/Connection/Connexion	1,5 mm Conector seguridad/ Safety plug/Connecteur de sûreté	1,5 mm Conector seguridad/ Safety plug/Connecteur de sûreté	4 mm Hembra/Female /Femelle	4 mm Hembra/Female /Femelle
Etiqueta/Label/Étiquette	X	X	X	X
Uso/Purpose/Usage ²	A / P / N ECG / PS / EM etc	A / P / N ECG / PS / EM etc	A / P / N ECG / PS / EM etc	A / P / N ECG / PS / EM etc

Soporte/Backing/Support
 Conexión/Connection/Connexion¹
 Presentación/Packaging/Présentation:
 Bolsa/Pouch/Poche
 Caja/Box/Boîte

PAPER / TAPE / PAPIER

S

50
1000

SP-50



LP-50



Soporte/Backing/Support
 Conexión/Connection/Connexion¹
 Presentación/Packaging/Présentation:
 Bolsa/Pouch/Poche
 Caja/Box/Boîte

TEXTIL/TEXTILE/TISSU

S

50
1000

LR-50



Medidas/Dimensions/Dimensions	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Gel: Sólido/Solid/Solide	X		
Semilíquido/Semiliquid/Semi-liquide		X	X
Etiqueta/Label/Étiquette	X	X	X
Uso/Purpose/Usage ²	A Largo plazo multiuso /Long term all purpose /Long terme multiusage	A Largo plazo multiuso /Long term all purpose /Long terme multiusage	A Largo plazo /Long term /Long terme

Soporte/Backing/Support
 Conexión/Connection/Connexion¹
 Presentación/Packaging/Présentation:
 Bolsa/Pouch/Poche
 Caja/Box/Boîte

FOAM

S

6
300

EKF22KT



Soporte/Backing/Support
 Conexión/Connection/Connexion¹
 Presentación/Packaging/Présentation:
 Bolsa/Pouch/Poche
 Caja/Box/Boîte

-

100
5000

T-2226



Medidas/Dimensions/Dimensions	22 x 22	26,4 x 22,5
Gel: Sólido/Solid/Solide	X	X
Uso/Purpose/Usage ²	A / P / N ECG / PS / EM etc	A / P / N Reposo - Diagnóstico/Resting Repos - Diagnostic


1 Conexiones: T Lengüeta S Corchete L Latiguillo 60 cm
 Connections: Tab Langquette Stud Agre Leadwire 60 cm
 Connexions: Langquette Agre Petit fouet 60 cm

2 Nomenclature: Adultos P Pediátricos N Neonatal PS Polisomnografía EM Electromiografía
 Nomenclature: Adults Pediatric Neonates Polysomnography Electromyography
 Nomenclature: Adultes Pédiatrique Néonatal Polysomnographie Electromyographie

PROGRAMA COMPLETO DE ELECTRODOS PARA E.C.G.

DISPOSABLE E.C.G. ELECTRODES COMPLETE PROGRAM

PROGRAMME COMPLET D'ÉLECTRODES E.C.G.



ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

T-3000



Adaptador pinza conexión a corchete y lengüeta. Conexión a cable: 4 mm hembra.
No requiere presión sobre la zona de aplicación.
Clamp/adaptor to fit stud and TAB. Connection to cable 4mm female.
No pressure required over the application site.
Adaptateur pince pour connexion à agrafe et languette. Connexion à câble 4mm femelle.
Ce n'est pas nécessaire de faire pression sur la zone d'application.

Presentación / Packaging / Présentation
10 u / bolsa/pouch/poche

4013-5



Adaptador conexión a corchete standard. Conexión a cable: 4 mm hembra.
Standard stud connection adapter, connection to cable: 4 mm female.
Adaptateur connexion à agrafe standard. Connexion à câble 4mm femelle.

Presentación / Packaging / Présentation
5 u / bolsa/pouch/poche



Polígono Industrial Can Barri
C/ Moli d'en Barri, 7-9
E-08415 Bigues
Barcelona (Spain)
Tel.: +34 93 865 61 25
Fax: +34 93 865 62 46
<http://www.telic.es>

VENTAS NACIONAL / DOMESTIC SALES / VENTES NATIONALES
E-mail: ventasnacional@telic.es
Tel.: 93 865 61 25
Fax: 93 865 62 46

VENTAS INTERNACIONAL / INTERNATIONAL SALES
VENTES INTERNATIONALES
E-mail: export@telic.es
Tel.: +34 93 865 76 51 / +34 93 865 76 53
Fax: +34 93 865 70 71



LATEX
FREE

PVC
FREE

Rev. 20110509