

Medibas | Medibas

La centrífuga Medibas 2740 de Nahita es un equipo robusto, silencioso y sin vibraciones que presenta una gran versatilidad de uso debido a los diferentes adaptadores para el cabezal oscilante con los que está equipada. El control digital de la velocidad y del tiempo de centrifugación se realiza mediante sencillos mandos situados en el panel frontal. Así, la centrífuga puede ser programada para trabajar en modo continuo o bien durante periodos de tiempo concretos hasta un máximo de 99 minutos y a una velocidad máxima de 4000 r.p.m. Durante el funcionamiento, una doble pantalla LCD permite controlar en todo momento el tiempo restante de operación y la velocidad del rotor.

Para la seguridad del usuario el equipo presenta un cierre electromagnético que evita la apertura de la tapa mientras el rotor está en marcha y dispone además de un dispositivo de bloqueo que impide que la centrífuga se ponga en funcionamiento si la tapa está abierta.

Marca|Trademark:Nahita

The Nahita Medibas 2740 centrifuge is a sturdy and quiet equipment without vibrations that presents a high versatility of use thanks to the different adapters available for its swinging headstock. The digital speed and time control is performed through easy-to-use buttons situated at the frontal panel. Thus, the centrifuge can be programmed to work on continuous mode or during specific periods of time up to 99 minutes and at a maximum speed of 4000 r.p.m. During operation, a double LCD display allows a continuous control of the remaining working time and the rotor speed. For the user's security, the equipment presents an electromagnetic lock that avoids the lid to open during spinning and it moreover incorporates a blocking device that prevents the centrifuge for operating if the lid is open.



Referencia / <b>Code</b>	52740000
Regulación / <b>Adjustment</b>	Digital
Temporizador / <b>Timer</b>	1-99 min (en intervalos de 1 minuto / in steps of 1 minute)
FCR máxima / <b>Maximum FCR</b>	3390 g
Cabezal / <b>Rotor</b>	Oscilante / Swinging
Capacidad / <b>Capacity</b>	4 tubos de 100 mL (100x40 mm) / 4 tubes of 100 mL (100x40 mm) 8 tubos de 50 mL tipo falcon estándar / 8 falcon standard-like tubes of 50 mL 16 tubos de 15 mL tipo falcon estándar / 16 falcon standard-like tubes of 15 mL
Velocidad / <b>Speed</b>	100 – 4000 rpm
Dimensiones / <b>Dimensions</b>	38x39x37 cm
Motor / <b>Motor</b>	Suspensión elástica con escobillas / Elastic suspension with brushes