

- 1 | Cabezal angular y control analógico de parámetros
- 2 | Carcasa de acero pintado al horno
- 3 | Regulación de velocidad por posiciones
- 4 | Temporizador regulable o trabajo en modo continuo
- 5 | Dispositivo de seguridad en tapa

- 1 | Angle rotor and analogic control of parameters.
- 2 | Steel casing furnace-painted.
- 3 | Speed adjustable by steps.
- 3 | Adjustable timer or operation in continuous mode.
- 4 | Safety lid device.



Ref. / Code: 52615000



Ref. / Code: 52650000

Ref. / Code: 52690000

Referencia / Code	52615000	52650000	52690000	52690050
Modelo / Model	2615	2650	2690	2690/5
Capacidad / Capacity	6x15 mL	12x15 mL	8x15 mL	16x5 mL
Máxima FCR / RCF max.	1790 g	2147 g	3130 g	3130 g
Temporizador / Timer	0-30 min	0-30 min	0-30 min	0-30 min
Velocidad / Speed	4000 rpm	4000 rpm	5000 rpm	5000 rpm
Dimensiones / Dimensions	240x250 mm	280x330x270 mm	350x310x270 mm	300x350x370 mm
Potencia / Power	25 W	40 W	150 W	150 W
Peso / Weight	5 kg	13 Kg	15 Kg	15 kg
Alimentación / Power supply	220 V / 50 Hz			

#### Accesorios / Accesories

Referencia Code	Descripción Description	Modelo Model
92600001	Portatubos de plástico , 15 mL / Plastic tube holder , 15 mL	2615, 2650
92690001	Portatubos de aluminio 15 mL / Aluminium tube holder 15 mL	2690
92690051	Portatubos de aluminio 5 mL / Aluminium tube holder 5 mL	2690/5
92600451	Escobillas / Brushes	2615
92650451	Escobillas / Brushes	2650, 2690, 2690/5
92690052	Contera de goma para tubos 16x100 mm / Rubber ferrule for tubes of 16x100 mm	2615, 2650, 2690
92690053	Contera de goma para tubos 12x75 mm / Rubber ferrule for tubes of 12x75 mm	2690/5