

Centrífugas Modelos 2698 y 2698/5 | [Centrifuges models 2698 and 2698/5](#)

Centrífuga de diseño compacto y funcional con un nivel muy bajo de vibración y ruido gracias a la suspensión elástica:

- 1 | Cabezal angular
- 2 | Regulación digital de la velocidad
- 3 | Funcionamiento durante periodos de tiempo concretos hasta un máximo de 99 min.
- 4 | Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta y que para automáticamente la centrifugación en caso de apertura de la tapa.
- 5 | Motor de inducción libre de mantenimiento

Digital, compact and functional centrifuges that have adopted a new vibration absorber contributing to a noise and vibration reduction:

- 1 | Fixed- angle rotor.
- 2 | Digital speed adjustment
- 3 | Operation during time periods up to 99 min.
- 4 | Safety switch that avoids centrifugation if the lid is open and that automatically stops operation in case of opening the lid.
- 5 | Maintenance-free induction motor



Referencia / Code	52698000	52698005
Capacidad / Capacity	8x5 mL	16x5 mL
FCR máx./ Max.RCF		2000 g
Velocidad máx./ Max.speed		4000 rpm
Temporizador / Timer		0-99 min
Dimensiones / Dimensions		32x32x28 cm
Peso / Weight		15 Kg
Alimentación / Power supply		220V / 50 Hz

Accesorios | [Accessories](#)

Referencia Code	Capacidad Capacity
92600001	Portatubos de plástico, 15 mL / Plastic holder, 15 mL
92690001	Portatubos de aluminio, 15 mL / Aluminium tube holder, 15 mL