

Centrífugas modelos 2652 y 2660  
Centrifuges models 2652 and 2660

Marca|Trademark:Nahita

Centrífuga de sobremesa para aplicaciones de rutina como concentración de suspensiones celulares, separación de suero o plasma, etc. De diseño robusto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación:

- Cabezal angular con capacidad para 12 tubos de 15 mL (dimensiones 16x100 mm).
- Regulación digital de la velocidad
- Funcionamiento durante periodos de tiempo concretos hasta un máximo de 99 min.
- Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta y que para automáticamente la centrifugación en caso de apertura de la tapa.
- Motor de inducción libre de mantenimiento

Desktop centrifuge suitable for routine applications such as concentration of cellular suspensions, separation of serum or plasma, etc. With a robust and stable design it presents digital regulation of speed and time of operation:

- Fixed- angle rotor with capacity for 12 tubes of 15 mL (dimensions 16x100 mm).
- Digital speed adjustment.
- Operation during time periods up to 99 min.
- Safety switch that avoids centrifugation if the lid is open and that automatically stops operation in case of opening the lid.
- Maintenance-free induction motor



Ref. / Code: 52652000



Ref. / Code: 52660000

Referencia / Code	52652000	50266000
Capacidad / Capacity	12x15 mL (16x100 mm)	
FCR máx. / Max. RCF	2130 g	4500 g
Velocidad máx. / Max. speed	4000 rpm	6000 rpm
Temporizador / Timer	0-99 min	
Dimensiones / Dimensions	34x27x28.5 cm	35x31x27 cm
Peso / Weight	11 Kg	15 Kg